

フォトプラス Smart

IoT※1美顔器で、あなた専用フェイスクア

さらなる高機能化、RF(ラジオ波)美容器シリーズ史上最高モデル新登場
独自の「肌測定システム」で肌状態を測定し、最適化されたオーダーメイドケアを提供

2018年9月19日(水) 銀座三越店にて先行発売

ヤーマン株式会社(代表取締役社長:山崎貴三代、所在地:東京都江東区)は、
先端テクノロジーと常識にとらわれないアイデアを駆使して
新たな美を創造するブランドYA-MAN TOKYO JAPANのRF(ラジオ波)美容器シリーズより、
レンズを用いて肌状態を6項目において解析し、パーソナルなケアを実現させた
RF(ラジオ波)美顔器『フォトプラス Smart』を、2018年9月19日より新発売いたします。

RF(ラジオ波)美容器シリーズの特長

当社のRF(ラジオ波)美容器シリーズは、
美容機器専門40年の歴史を誇る当社の製品の中で最も人気の高いシリーズです。
RF(ラジオ波)美容器シリーズの美顔器は、特許取得※2の
二重リング型電極「RFリフトテクノロジー」を採用しています。
一般的なRF(ラジオ波)美顔器に採用される点電極と比較して、肌への接地面積が広く、
熱が一箇所に集中する危険性が少ないため、効果的かつ安全にトリートメントを行えます。
また、接地面積が広いことで肌をすばやく、深く、長く温めることができ、
短い時間で効率的にトリートメントを行えます。

フォトプラス Smartの特長

1台で10個の機能を凝縮したエイジングケア※3美顔器
業務用でも採用される1MHzのRF(ラジオ波)でお肌の深部まで温めながら
肌本来の美しさを引き出すトリートメントを行います。
クレンジング・うるおい・表情筋ケア・アイケア・フォトケア・冷却で
ハリ・弾力のあるお肌へ導きます。



スマートレンズ フォトプラス Smart 本体

※1 IOSのみ対応

※2 特許取得番号:第6212608号

※3 年齢に応じたケア

■全7モード搭載

- SPモード お肌の測定結果から導き出されたおすすめコースが自動で選択されます。
- CLEANモード RFとイオンクレンジングが交互に作動し、毛穴の汚れを吸着します。
- MOISTUREモード RFとイオン導入が交互に作動し、角質層まで美容成分を浸透させます。
- EYE CAREモード マイクロカレントの微弱電流でデリケートな目もとをやさしくケアします。
- EMS UPモード RFとEMSが交互に動作し、筋肉を刺激してハリのあるお肌に整えます。
- RF LEDモード RFと赤色LEDがお肌のハリ・弾力を与えます。
- COOLモード 冷却機能と青色LEDがお肌を引き締めてキメの整った化粧ノリのよいお肌へ整えます。

■スマートレンズ&アプリと連動／肌測定結果に基づいた自分だけのおすすめコースが自動で選択



『フォトプラス Smart』専用アプリは、App Storeよりダウンロード可能です。
※ Androidには対応していません。

●自撮りするだけで、肌測定完了

アプリをダウンロードし、スマートレンズで肌を撮影します。
3種の光源を自動で切り替え、「キメ、シミ、角栓、毛穴、美白、水分」の6項目を測定します。



キメモード シミモード 角栓モード

●測定結果を美顔器と連動した「おすすめコース」

美顔器でSPモードを選択すると、肌測定結果をもとに60種類の中から最適なおすすめコースが選択され、自宅でのパーソナルケアをサポートします。

●日々の肌状態を記録

測定結果は最新の100件分まで保存され、いつでも過去のデータと比較することができます。
写真や数値データを見比べることができるため、いつでもお肌の変化を確認することが可能です。

《製品概要》

製品名	フォトプラス Smart
発売日	2018年9月19日
型番	HRF-11MG-SE
サイズ	本体(コットンストッパー付) 約W44 × D57 × H190 (mm) スマートレンズ 約W45 × D59 × H83 (mm)
製品質量	本体(コットンストッパー付) 約220g / スマートレンズ 約40g
価格	オープン価格
充電時間	本体 約2.5時間 / スマートレンズ 約2時間
動作時間	本体 約40分
付属品	コットンストッパー、スマートレンズ、スマートレンズ専用ゴム、ACアダプター、USBケーブル

※発売日現在の情報となります。

紙面掲載用クレジット

ヤーマン 0120-776-282 東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビル4F
ヤーマン公式サイト www.ya-man.com